


Hermès



Ecartement électrique de la base de série, pour une approche sans effort.



Palonnier 4 points de série équipé de crochets recourbés anti-retour, assurant un accrochage simple et sécurisé.



Goussets de renfort sur partie centrale du palonnier.

Descente manuelle d'urgence.



Roues à double galets, Ø 100 mm, équipées de bandages durs permettant une bonne mobilité.

Options



Peson Classe III
(250kg/100g)
Réf.: SR232 0900



Peson
Non Classe III
(300kg/100g)
Réf.: SR232 1000

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence de l' Hermès	SR 231 0000
Capacité de levage	250 kg
Hauteur de levage	177 cm
Vérin	12000 N
Largeur hors-tout de la base	74 cm
Longueur hors-tout	136 cm
Hauteur de la base (châssis)	11,4 cm
Ecartement intérieur des longerons	60 à 110 cm
Poids net de l'appareil	55 kg



Garantie 5 ans sur structure, vérin et boîtier de contrôle.

Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d'amélioration.

S 034 03 18 3



Cachet du distributeur



Teamalex
Medical Technologies