

Fiche technique

STIMULATEUR REHAB X2 COMPLEX CHATTANOOGA

ref - 111.126+

DESCRIPTION

Le stimulateur pour traitement à domicile Rehab x2 offre 30 programmes couvrant un grand nombre d'indications.

La fiabilité, la polyvalence et la facilité d'utilisation du CEFAR REHAB X2 positionnent ce produit comme la référence des solutions pour la poursuite des séances de rééducation en électrothérapie à domicile.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Livré avec : 2 câbles bipolaires CEFAR X2, 2 paires d'électrodes autocollantes diam. 50 mm, 2 piles 1,5 V, 1 guide clinique, 1 housse de transport, 1 tour de cou et un clip ceinture, 1 kit chargeur + 4 piles rechargeables.



- 2 canaux indépendants
- Courant constant rectangulaire symétrique compensé : 100 mA à 1500 Ohms
- 3 plages libres de programmation
- Fréquence : de 1 à 120 Hz
- Largeur d'impulsion réglable : de 50 à 300 μ s
- Timer réglable de 0 à 60 min
- Écran rétro-éclairé
- Verrouillage de clavier, indicateur de niveau de batterie
- Alimentation : 2 piles 1,5V
- Dim. : 120 x 50 x 30 mm. Poids : 180g.



CONTACT@TEAMALEX-MEDICAL.FR
03.66.72.15.78

WWW.TEAMALEX-MEDICAL.COM