

Fiche technique
Table de massage pliante
ref -TM0001

DESCRIPTION

Cette table de massage possède une structure en aluminium ultra légère. Ses dimensions compactes rendent son ajustement très facile et permettent un déplacement plus simplifié. La table est idéale pour les traitements cosmétiques, de réflexologies et d'autres traitements de massage nécessitant de relever le corps du patient.

DIMENSIONS:

Structure des pieds : Aluminium.

Taille ajustable en intervalles : 52 à 81 cm toutes les 3.2 cm (10 positions).

Longueur avec le repose tête / sans le repose tête : 165 cm / 195 cm.

Largeur : 60 cm.

Poids sans l'équipement (+/- 1kg) : 12 kg.

Inclinaison du dossier : 0-55 deg.

Dimensions de la table pliée : 84x60x15 cm

Capacité de charge : 1400 kg



Position du segment au niveau de la tête ajustable



Épaisseur de la mousse : 2.5 cm



Teamalex
Medical Technologies

CONTACT@TEAMALEX-MEDICAL.FR
03.66.72.15.78

WWW.TEAMALEX-MEDICAL.COM