

Fiche technique
Fauteuil multifonctions Lexa
ref - Lexa

DESCRIPTION

Fauteuil haut de gamme avec structure très stable, conçu spécialement pour optimiser l'espace de travail grâce à la rotation du fauteuil à 90°.

Equipé de 4 moteurs qui contrôlent la hauteur et l'inclinaison du dossier, du siège et du repose-pied. Les accoudoirs sont rabattables. Les boutons et les pédales intégrées permettent un contrôle total des mouvements dans n'importe quel point du fauteuil. Le système de blocage pour sécurité est compris. Cette version inclut la fonction RESET de remise à zéro. Le rembourrage est hyper mou avec grand confort. Revêtement en PU blanc de haute qualité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Dimensions sans repose bras: 187 x 59 x 67/120cm

Dimensions avec accoudoirs: 187 x 85 x 67/120cm.

Poids: 79kg.




CONTACT@TEAMALEX-MEDICAL.FR
03.66.72.15.78

WWW.TEAMALEX-MEDICAL.COM

Fiche technique
Fauteuil multifonctions Lexa
ref - Lexa

DIMENSIONS



CONTACT@TEAMALEX-MEDICAL.FR
03.66.72.15.78

WWW.TEAMALEX-MEDICAL.COM

Fiche technique
Fauteuil multifonctions Lexa
ref - Lexa

INFORMATIONS TECHNIQUES

1. Trou visage
2. Extension +/- 10cm
3. Angle 0-90°
4. Angle 0-80°
5. angle 0-15°
6. Rotation 0-90°
7. Haut et bas 67/120cm
8. Extension +/- 15cm



CONTACT@TEAMALEX-MEDICAL.FR
03.66.72.15.78

WWW.TEAMALEX-MEDICAL.COM