

Fiche technique

Chariot multifonctions pour hôpital

ref - CHARHOP05

DESCRIPTION

Ce chariot possède une structure en aluminium et d'acier epoxy peint. Base, plateau du haut et du bas en ABS résistants aux chocs. De plus, il possède des roulettes pleines spéciales hôpital. Avec des poignets latérales et un tiroir possédant un système de fermeture automatique. L'ouverture totale est de 110%. Des glissements avec un système de fermeture automatique. Ce chariot est disponible dans plusieurs coloris. Diamètre des roulettes : 100 mm et 2 d'entres elles possèdent des freins.

DIMENSIONS:

Dimensions Largeur x Longueur x Hauteur : 56 x 65 x 94 cm

Poids : 24 kg



CONTACT@TEAMALEX-MEDICAL.FR
03.66.72.15.78

WWW.TEAMALEX-MEDICAL.COM