

Fiche technique

Ondes de choc focalisées Intellect® F-SW Chattanooga

ref - 21090

DESCRIPTION

L'Intellect® Focus Shockwave F-SW offre une thérapie par ondes de choc extracorporelles (ESWT) de pointe. Les Ondes de Choc Focalisées (F-SW) convergent à distance de la tête de l'applicateur (zone focale) permettant d'obtenir une efficacité en profondeur sans léser les tissus superficiels.

CARACTÉRISTIQUES :

Cette onde de choc focalisée est générée électromagnétiquement; elle a une énergie très élevée, environ cent fois plus puissante qu'une onde de pression radiale, ce qui la rend optimale dans diverses conditions telles que les indications orthopédiques, l'urologie ou encore la cardiologie et la neurologie. Des indications profondes peuvent être traitées en toute sécurité et de manière fiable avec des ondes de choc focalisées. La grande zone focale offre une précision de ciblage améliorée.

- Transport facile dans les différentes salles de soin.
- Fréquence : 1-8 Hz.
- 3 transducteurs permettant de personnaliser le traitement par rapport à la profondeur du tissu cible (entre 0 et 12,5cm).
- Capacité d'énergie représentant plus de 1 000 Bars.
- Energie ajustable entre 0,01 et 0,55 mJ/mm².
- Compteur d'impulsions.

Livré avec :

- Flacon de gel 250mL
- Poche à eau
- Huile silicone
- Pièce main F-SW
- Transducteur I (30mm)
- Transducteur II (15 mm)
- Bague de serrage F-SW



CONTACT@TEAMALEX-MEDICAL.FR
03.66.72.15.78

WWW.TEAMALEX-MEDICAL.COM