

Fiche technique

Brancard d'urgence

ref - BRANUR04

DESCRIPTION

Ce brancard d'urgence possède une structure en acier d'epoxy peint. La taille du support sur colonnes est ajustable grâce à une pompe hydraulique avec des pédales bilatérales de 65-96 cm. Il y a 2 plans, un lit radio-transparent fabriqué en HPL et d'une épaisseur de 10mm. Le matelas est un retardateur de flammes et antistatique (épaisseur de 10 cm et haute densité). Revêtement en vinyle, antibactériens, résistant aux abrasions et de classe M-1 (facile à nettoyer). De plus, il y a une sangle de fixation pour le patient et un système de guide qui permet de réaliser des plaques de RX aux alentours du lit via un support porteur de cassette. Le dossier est articulé de 0-90° grâce à un piston à gaz. Tren&Reserve hydraulique avec des pédales bilatérales (+/- 12°) et un système de pause centralisé. Le diamètre des roues est de 200mm et 2 d'entre elles sont anti-statique. En addition, il y a une 5ème roue pour avoir des déplacements facilités et les poignées de poussées et le repose tête sont rabattables et ergonomiques. Les poignées de poussées sur les repose pieds sont courbés. Les barrières sont rabattables et possèdent une sécurité de verrouillage. Il y a aussi un support pour perfusions, 4 crochets et celui-ci est ajustable en hauteur avec des insertions dans les 4 coins. La base du brancard est en ABS thermoplastique ce qui est facile à nettoyer. Cela est aussi fourni avec des support pour les bouteilles d'oxygène et un plateau dédié aux effets personnels.

DIMENSIONS:

- Capacité de charge : 300 kg
- Dimensions (Largeur x Longueur x Hauteur) : 84 x 210 x 65-96 cm
- Poids : 115 kg



Teamalex
Medical Technologies

CONTACT@TEAMALEX-MEDICAL.FR
03.66.72.15.78

WWW.TEAMALEX-MEDICAL.COM