

Fiche technique

Table multifonctions électrique Charlie

ref -Charlie

DESCRIPTION

Fauteuil à 3 plans de design fonctionnel avec une structure très stable. Il est équipé de 3 moteurs qui contrôlent la hauteur et l'inclinaison du dossier et des jambes. Accoudoirs et coussin repose-tête amovibles avec trou visage. Revêtement en PU blanc de haute qualité et facile à nettoyer.

- 1. Ouverture faciale
- 2. Angle 0°~85°
- 3. Angle 0°~65°
- 4. Haut et bas 56 / 83 cm
- 5. Télécommande



Option :

- Housse protection pour protéger le fauteuil
- Commande à pédale
- Roulettes
- Porte-rouleau





CONTACT@TEAMALEX-MEDICAL.FR
03.66.72.15.78

WWW.TEAMALEX-MEDICAL.COM

Fiche technique
Table multifonctions électrique Charlie
ref -Charlie

DIMENSIONS :



CONTACT@TEAMALEX-MEDICAL.FR
03.66.72.15.78

WWW.TEAMALEX-MEDICAL.COM