

Fiche technique

Fauteuil de podologie électrique Lily

ref -Lily

DESCRIPTION

Fauteuil de podologie de design minimaliste avec 1 moteur qui règle la hauteur du fauteuil. Inclinaison du dossier et hauteur des jambières réglables par vérin à gaz. Coussin repose-tête amovible. Revêtement en PU blanc sans coutures de haute qualité et facile à nettoyer.

- 1. Angle 45°~85°
- 2. Haut et bas +/- 8 cm
- 3. Haut et bas 60/78 cm
- 4. Angle 0°~85°
- 5. Extension +/- 15 cm



Options :

- 6. Pédales de commande
- 7. Bac pour déchets
- Housse de protection pour le fauteuil
- Porte rouleau




CONTACT@TEAMALEX-MEDICAL.FR
03.66.72.15.78

WWW.TEAMALEX-MEDICAL.COM

Fiche technique
Fauteuil de podologie électrique Lily
ref -Lily

DIMENSIONS :




CONTACT@TEAMALEX-MEDICAL.FR
03.66.72.15.78

WWW.TEAMALEX-MEDICAL.COM

Fiche technique
Fauteuil de podologie électrique Lily
ref -Lily

DIMENSIONS :



CONTACT@TEAMALEX-MEDICAL.FR
03.66.72.15.78

WWW.TEAMALEX-MEDICAL.COM