

# Fiche technique

## Fauteuil de podologie électrique Louise

ref -Louise

### DESCRIPTION

Fauteuil de podologie haut de gamme avec structure très stable. Équipé de 3 moteurs qui contrôlent la hauteur et l'inclinaison du dossier et du siège. Hauteur des jambières réglable de façon indépendante par vérin à gaz et écartables à 90°. Repose-bras rabattables et repose-tête réglable avec ouverture faciale. Les boutons intégrés dans le dossier et le siège permettent un contrôle total des mouvements dans n'importe quel point du fauteuil. Cette version inclut la fonction RESET de remise à zéro. Revêtement en PU blanc de haute qualité et facile à nettoyer.



- 1. Ouverture faciale
- 2. Angle
- 3. Extension +/- 8 cm
- 4. Angle 0°~85°
- 5. Angle 0°~ +10°
- 6. Angle 0°~90°
- 7. Haut et bas 58/112 cm
- 8. Extension +/-15 cm



CONTACT@TEAMALEX-MEDICAL.FR  
03.66.72.15.78

WWW.TEAMALEX-MEDICAL.COM

# Fiche technique

## Fauteuil de podologie électrique Louise

ref -Louise

---

9



### Options :

- Housse de protection pour le fauteuil

9. Télécommande

10. Pédale de commande

- Roulettes

- Porte rouleau

11. Bac pour débris

10



11




**CONTACT@TEAMALEX-MEDICAL.FR**  
**03.66.72.15.78**

**WWW.TEAMALEX-MEDICAL.COM**

Fiche technique  
**Fauteuil de podologie électrique Louise**  
ref -Louise

---

## DIMENSIONS :




**CONTACT@TEAMALEX-MEDICAL.FR**  
**03.66.72.15.78**

**WWW.TEAMALEX-MEDICAL.COM**

Fiche technique  
**Fauteuil de podologie électrique Louise**  
ref -Louise

---

## DIMENSIONS :




**CONTACT@TEAMALEX-MEDICAL.FR**  
**03.66.72.15.78**

**WWW.TEAMALEX-MEDICAL.COM**

Fiche technique  
**Fauteuil de podologie électrique Louise**  
ref -Louise

---

## DIMENSIONS :



**CONTACT@TEAMALEX-MEDICAL.FR**  
**03.66.72.15.78**

**WWW.TEAMALEX-MEDICAL.COM**