



Bretagne

relax chair

Le **Bretagne** est un fauteuil de confort conçu par **VERMEIREN**. Il s'intégrera à l'intérieur de n'importe quelle chambre. Le mélange de bois et de cuir artificiel apporte une touche de luxe à ce fauteuil confortable. Il est entièrement configurable pour s'adapter aux besoins et aux goûts de chacun.

Disponible en brun clair, brun foncé et noir

Dossier anatomique pour conserver une position assise correcte et confortable

Accoudoirs confortables, leur forme leur permet d'être utilisés également lorsque le fauteuil est incliné

Ajustable en hauteur pour une position parfaite

Repose-jambes et siège inclinables manuellement

Egalement disponible avec 4 roues

Bois hêtre ou oxide

Le modèle pris en photo est configuré pour démonstration. Certains équipements peuvent être en option.



Pour plus de mobilité

Information technique Bretagne



620

500

150-210

510
555*1180
1260*

880

480

0-45°

750

32,5
34,7*

130

* avec roues

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 1,5 mm, 1,5 kg et 1,5°.

Confort

Le **Bretagne** est disponible avec ou sans roues. Les 4 roues sont équipées de freins. Avec cette option, une barre de poussée est montée sur le dossier de façon standard. De ce fait, déplacer le Bretagne peut être fait facilement et en toute sécurité.

Le **Bretagne** peut être fabriqué dans plusieurs coloris de bois et de revêtements. Ceux-ci peuvent être combinés à volonté. De ce fait, vous pouvez créer le fauteuil parfait pour votre intérieur.



Revêtement

marron foncé
cuir artificielbrun clair
cuir artificielnoir
cuir artificiel

Châssis



oxide

hêtre



Teamalex
Medical Technologies