

Fiche technique
Le Dream Confort
ref - DreamConfort

DESCRIPTION

Notre chaise roulante Dream Confort est fabriquée pour les personnes en stade avancé de la maladie, ou à mobilité réduite qui sont alitées la plupart du temps.

Elle possède différentes positions et peut être inclinée jusqu'à la position couchée tout en ayant la possibilité de régler l'inclinaison de l'assise et du dossier

Son système à air de très haute qualité garanti une répartition égale de la pression et du soutien ainsi qu'un confort très élevé. Le dream confort est livré avec trois ressorts à gaz

Le nombre élevé d'airbags permet un maximum de confort lors d'une utilisation prolongée du fauteuil

Il est adapté au confort des patients mais aussi à celui des soignants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Pression sur la superficie totale
- De multiples possibilités de positionnement avec 3 ressorts à gaz fonctionnant chacun sur une partie différente du fauteuil
- Positionnement grâce au levier de frein
- Toutes les opérations de positionnement se font facilement même si le patient est dans le fauteuil roulant
- Pas de plis et de coutures sur la surface du siège ce qui permet une meilleure hygiène
 - Dossier et jambes réglables, réglage de l'inclinaison globale au moyen de ressorts à gaz
- Supports latéraux réglables et pouvant être complètement abaissés pour l'accès au patient
- Appuie-tête réglable et amovible
- Freins en standard sur 3 roues
- Pédale de verrouillage



CONTACT@TEAMALEX-MEDICAL.FR
03.66.72.15.78

WWW.TEAMALEX-MEDICAL.COM

Fiche technique
Le Dream Confort
ref - DreamConfort

DIMENSIONS

Hauteur : 1270 mm

Largeur : 710 mm

Hauteur du siège/lit : 680 mm

Hauteur du dossier : 710 mm

Largeur d'assise : 510 mm

Profondeur du siège : 540 mm

Poids : 39 kg

Poids supporté : 160 kg

AVANTAGES :

- Permet le déplacement hors de la chambre des personnes alitées
- De multiples positions assises et allongées sont possibles
- Réduit le risque d'escarres, même lors d'une longue utilisation
- Facile à utiliser lors des transferts
- Facile à nettoyer et entretenir
- Doublure remplaçable
- Recouvert d'un matériau imperméable
- Durable



☒



CONTACT@TEAMALEX-MEDICAL.FR
03.66.72.15.78

WWW.TEAMALEX-MEDICAL.COM