

BERCEAU DE CONTENTION SULLAM

Référence IRMBER3

Berceau de contention polyvalent, léger, utilisable verticalement et horizontalement en radiologie conventionnelle ou numérisée.

Gagnez un maximum de confort et de sécurité dans le travail. Les sangles en silicone souple sont reliées à un libérateur d'urgence 2 secondes pour libérer l'enfant, il vous facilitera considérablement la mise en place de l'enfant. Les sangles peuvent être remplacées par des bandes velcro. Ce berceau lutte contre la sur-irradiation de l'enfant.

Dimensions :

- Dimension plateau : 100 cm
- Largeur : 24 cm
- Poids du plateau seul : 3,5 Kg



CONTACT@TEAMALEX-MEDICAL.FR
03.66.72.15.78