

CHARIOT IRM AMAGNÉTIQUE DE PRÉPARATION BÉBÉ

Référence IRMPBB

Chariot IRM amagnétique préparation bébé. Dispositif polyvalent, léger, utilisable en IRM et scanner. Permet la préparation des enfants en bas âges avant examen.

Station de travail entièrement amagnétique, livrée avec 2 planches en polycarbonate translucide de 10mm d'épaisseur.

Un panier permet le rangement de diverses sangles et accessoires utiles à l'examen. Un plateau en partie basse avec rebords.

Dimensions chariots :

- Longueur : 650 mm
- Largeur : 450mm
- Hauteur : 1020mm
- 4 roues diamètre 125mm

Dimensions planches :

- Grandes : 1200 x 350 mm
- Petites : 850 x 310 mm
- Poids total : 21Kg



CONTACT@TEAMALEX-MEDICAL.FR
03.66.72.15.78