

BERCEAU AMAGNÉTIQUE DE CONTENTION PÉDIATRIQUE

BEB'X

Référence IRMBBC

Berceau amagnétique de contention pédiatrique Beb'X.

Livré avec :

- 1 planche de base en polycarbonate
- 1 matelas Airbéb'x
- 4 bandes Magicstrips
- 1 paire de fixe poignets.



Ce nouveau système de contention a été développé avec des spécialistes en la matière, afin de pouvoir maintenir un petit enfant en douceur et en toute simplicité.

Dédié uniquement pour les examens d'imagerie à l'horizontal.

La fixation de l'enfant et du matelas se fera à l'aide des nouvelles bandes auto-agrippantes « Magic strips ». Bandes très souples et douces au touché s'auto-agrippent sur elles-mêmes, même principe que le «Velcro». Elles permettent de mettre en contention un enfant tout en douceur, non traumatisantes et surtout, lavables en machine.

Dimensions : 2000 x 60 mm.



CONTACT@TEAMALEX-MEDICAL.FR
03.66.72.15.78