

# GUÉRIDON AMAGNÉTIQUE IRM 2 PLATEAUX

## Référence AMGIRM

---

Données Techniques du chariot médical amagnétique spécial IRM :

Structure aluminium soudée

2 Plateaux au format : 720x500mm

Plateaux emboutis à froid

Charge maximale par plateau = 20kg

4 Roulettes Diamètre 125mm dont 2 à freins

Dimensions Hors Tout = 760x500x1020mm

Poids = 11Kg

Guéridon médical amagnétique compatible avec les IRM de 0,5 à 3 Tesla. Plateaux en résine stratifiée Tespa blanche.

Châssis entièrement en aluminium parfaitement amagnétique.

Garantie 2 ans..



**CONTACT@TEAMALEX-MEDICAL.FR**  
**03.66.72.15.78**