

BERCEAU AMAGNÉTIQUE DE CONTENTION PÉDIATRIQUE AVEC ROTATION

Référence IRMBB

Berceau amagnétique de contention pédiatrique avec rotation.

Charge maximum : 10 Kg.

Dimensions du plateau : 840 mm x 340 mm.

- Poids du berceau à vide : 2,00 kg
- Longueur des bandes : 2000 mm
- Largeur des bandes : 60 mm

Livré avec :

- Plateau en polycarbonate incolore et parfaitement transparent, facile à nettoyer.
- Système de rotation du plateau 0°, +45°; +90°; -45°; -90°
- 4 bandes douces de contention auto agrippantes "Soft Strips"
- 1 matelas gonflable radio-transparent



CONTACT@TEAMALEX-MEDICAL.FR
03.66.72.15.78