

CHARIOT AMAGNÉTIQUE IRM 3 TESLA

Référence IRM353

- Charge 30 kg par plateau
- Facile à nettoyer.
- Dimensions Hors tout : H 1095 x L 930 x P 525 mm
- Distance étagères 330 mm, étagère 860 x 500 mm

Garantie 3 ans

Garantie 5 ans sur la structure en résine de synthèse

Sur demande, nous fabriquons également des produits IRM entièrement en résine de synthèse homologués jusqu'à 7 Tesla

En options sur demande :

Support pour désinfectant

Support pour gants

Lavabo amovible

Chariot médical spécial IRM amagnétique jusqu'à 3 Tesla. 3 étagères amovibles.

Barre de poussée. Structure en résine de synthèse.

Résistance aux UV et aux produits désinfectants. 4 roulettes doubles, pivotantes Ø 100 mm, 2 à blocage total en thermoplastique / laiton, non tachantes.

Facile à entretenir.

Garantie 5 ans.



CONTACT@TEAMALEX-MEDICAL.FR
03.66.72.15.78