



## Table gynécologique électrique MOBERCAS ref - SE-2230-BRG

Fauteuil gynécologique électrique Mobercas à 3 plans dont la hauteur est réglable avec 2 commandes manuelles.

### Caractéristiques :

**Sellerie :** traitée pour utilisation dans le domaine médical. La table gynécologique possède une protection **antimicrobienne**, **antifongique** et **antibactérienne**, imperméable donc résistante à tous types de tâches.

**Réglages :** Le diva, est à deux moteurs. Le dossier du divan de gynécologie est ajustable par piston à gaz jusqu'à 85°. Les jambières gynécologiques sont réglable et rotatives. Le repose pieds est ajustable de -90 jusqu'à + 12°. Les accoudoirs sont rabattables de 90 à 180°.

**Hauteur réglable électriquement :** de 54 à 85 cm

**Largeur :** 56 cm

**Longueur :** 174 cm

Il est possible d'incliner le fauteuil  
**en position Tendelenburg.**

**Capacité de charge :** 200 Kg

### Inclus :

- un coussin ergonomique pour dossier
- un tiroir en inox amovible sous le fauteuil
- Repose jambes gynécologiques
- Porte drap d'examen



Large choix de couleurs  
Livraison standard Offerte  
Garantie **3 ans**