



Fiche technique

Table d'examen électrique CE-2129-R MOBERCAS ref - CE-2129-R

Cette Table médicalisée d'examen possède un moteur électrique.
Réglage du dossier et repose-jambes à l'aide d'un vérin à gaz.

- Possède des roulettes rétractables de 65 mm de diamètre.
- Extra inclus : trou dans le dossier pour le visage, une commande manuelle 1, un porte rouleaux et un bouchon facial.
- Châssis mécano-soudé en acier avec finition en poudre de peinture époxy blanche. Le châssis est composé de deux colonnes.
- Le dossier est réglable de 0° à 85° à l'aide d'un vérin à gaz.
- La table d'examen fait 190 cm de long pour 62/70 cm de large.
- Résiste à un poids maximum de 180 kg.



CONTACT@TEAMALEX-MEDICAL.FR
[03.66.72.15.78](tel:03.66.72.15.78)