




- Pied 4 branches Inox 18/10 304 alourdi
- Fourreau Ø 30 mm tige Ø 16 mm avec noix de serrage inox plein
- Configuration 2 ou 4 crochets inox sécurité ou U
- Roulettes polyamide simple galets Ø 50 mm
- Garantie 2ans


Matériel entièrement encastrable pour un gain de place dans les services ou optimisation des réserves de stockage grâce à l'emboîtement de la base inox



Poids de l'ensemble = 3.6 kg

Fabrication standard en crochets
sécurité* pouvant supporter **4kg**

(Disponible en crochets U à
préciser sur demande)



REF 419

Roues
pivotantes
Ø50mm
(Disponible
à freins en
option)

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Support bloc 5 prises

REF 5129



Panier Inox

REF 5124



Poignée de préhension Inox

REF 432P



Plateaux Inox

REF 430P



REF 431P



Crochets pour poches

1 crochet

REF 433C

2 crochets

REF 434C



2 CROCHETS

REF	Roulettes	Pied
417	Standard	Pied alourdi
418	Antistatique	Pied alourdi

4 CROCHETS

REF	Roulettes	Pied
419	Standard	Pied alourdi
420	Antistatique	Pied alourdi

