



# swifi®

CHAISE DE TRANSFERT  
 TRANSFER CHAIR



## swifi®

Version : 03-2022



### CONFORT

- > Panier à vêtement intégré
- > Porte document intégré
- > Poignée de poussée toute largeur
- > Roues arrière ø 300 mm
- > Accessoires nombreux



### ACCESSIBILITÉ

- > Appui-bras relevables
- > Assise ouverte sur les côtés
- > Repose-pieds escamotable par commande bilatérale au pied
- > Existe en 2 largeurs (47 et 60 cm)



### SÉCURITÉ

- > Capacité 200 kg
- > Roues arrière avec freinage centralisé
- > Pare chocs annulaires à l'avant



### HYGIÈNE

- > Sellière assise et dossier sans couture
- > Chassis métallique monobloc

### COMFORT

- > Bull-in clothes basket
- > Patient file holder
- > Push bar full width
- > Rear casters ø 300 mm
- > Various accessories

### ACCESSIBILITY

- > Liftable armrests
- > Open-slided seat
- > Retractable foot rest with bilateral control
- > Exists in 2 widths (47 and 60 cm)

### SAFETY

- > 200 kg patient weight capacity
- > Rear casters diameter 300 mm with centralised brake
- > Front shock absorbers



### HYGIENE

- > Seamless seat and back rests
- > Mono block steel frame



Capacité  
Capacity

200 kg



### CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Largeurs sellerie 47 ou 60 cm
- Structure en tôle d'acier électrozingué avec finition époxy blanc
- Poignée de poussée finition époxy
- Assise et dossier avec revêtement non feu M1, sans couture
- Support dossier patient
- Panier à vêtements
- Appui bras relevables avec butée
- Repose pied escamotable par commande bilatérale
- Pare-chocs annulaires avant
- Roues arrière ø 300 mm avec freinage centralisé
- Roues avant ø 100 mm – roulements à billes
- Hauteur d'assise de 58 cm
- Capacité de charge : 200 kg (testé en statique à 600 kg)

### STANDARD FEATURES

- Upholstery widths 47 or 60 cm
- Electrogalvanized steel frame structure with white epoxy finish
- Epoxy finished push bar
- Backrest and seat in class M1 flame retardant seamless covering
- Patient file holder
- Clothes basket
- Adjustable arm rests with stopper
- Retractable footrest with bilateral control
- Front shock absorbers
- Rear casters ø 300 mm with centralized brakes
- Front casters ø 100 mm – ball bearing
- 58 cm seat height
- Patient weight capacity: 200 kg (tested at a static weight of 600 kg)

**30130-02** Largeur 47 cm • Width 47 cm

**30130-02L** Largeur 60 cm • Width 60 cm



## ACCESSOIRES / ACCESSORIES



**30149-01L**

Repose jambe avec ancrage  
Legrest with fitting  
(pour/for 30130-02L)



**30149-01**

Repose jambe avec ancrage  
Legrest with fixings  
(pour/for 30130-02)



**30147-01**

Appui-tête  
Head rest



**30140-01**

Support poche urine  
Urine bag support



**30142-01 + 30148-20**

Tablette support  
Support tray



**30143-01**

Ceinture de maintien  
Safety belt



**30145-02**

Support bouteille oxygène  
Oxygen bottle holder  
(ø maxi 160 x h 620)



**30148-01 + 30148-20**

Tige porte sérum 2 crochets  
2 hook IV pole



**2985-01 + 30148-20**

Tige porte sérum  
autobloquant 2 crochets  
2 hook auto-locking IV pole



**30148-10**

Swing IV®  
Tige porte sérum rotative  
Rotating IV pole



**SP-SWIFI**

Plaques d'identification (x 2)  
Lettering (x 2)



**30148-20**

Etau ø 16mm  
Clamp ø 16 mm



**30147-01**

Consigneur à monnaie (1 €)  
avec fixation murale  
Coin holder with wall fixings (1 €)



**30147-10**

Consigneur spécial avec  
10 jetons avec fixation murale  
Special chair lock with  
10 tokens with wall fixings



**30147-20**

Jeu de 10 jetons  
Set of 10 tokens  
(pour/for 30147-10)

### 30130-02

POIDS NET • NET WEIGHT : 37 KG

POIDS BRUT • GROSS WEIGHT : 42 KG  
(+ PALETTE/PALLET = + 15 KG)

VOLUME COLIS • PACKAGE VOLUME : 0,90 M³  
(+ PALETTE/PALLET = 1 M³)

### 30130-02L

POIDS NET • NET WEIGHT : 44 KG

POIDS BRUT • GROSS WEIGHT : 50 KG  
(+ PALETTE/PALLET = + 15 KG)

VOLUME COLIS • PACKAGE VOLUME : 1,22 M³  
(+ PALETTE/PALLET = 1,350 M³)

### CHOIX DE SELLERIES NON-FEU M1 ANTIBACTÉRIEN


CHOICE OF M1 ANTIBACTERIAL FIRE-RETARDANT UPHOLSTERY

GAMME CLASSIQUE • CLASSIC RANGE



- CA - TOMATE  
CA - TOMATO
- CB - FUCHSIA  
CB - FUCHSIA
- CC - PRUNE  
CC - PLUM
- CD - CITRON  
CD - LEMON
- CE - PAON  
CE - PEACOCK
- CF - SAPHIR  
CF - SAPHYR
- CG - BLEU MINUIT  
CG - MIDNIGHT BLUE
- CH - GLACIER  
CH - GLACIER
- CI - OBSCURE  
CI - DARK
- 57 - ANTI-STATIQUE  
57 - ANTI-STATIC
- CJ - GRIS  
CJ - GREY
- CK - PLATINE  
CK - PLATINUM

### GAMME ÉLÉGANCE • ELEGANT RANGE



- EA - VERT PROFOND  
EA - DEEP GREEN
- EB - VÉGÉTAL  
EB - VEGETAL
- EC - ORANGE  
EC - STORM
- ED - BLEU ARGENTÉ  
ED - SILVER BLUE
- EE - PAPRIKA  
EE - PAPRIKA
- EF - CRÉPUSCULE  
EF - TWILIGHT
- EG - CAMEL  
EG - CAMEL
- EH - LIÈGE  
EH - CORK



**30130-02**



**30130-02L**



FE-13/22

