



Teomalex
Medical Technologies

N°1 du médical depuis plus de 20 ans !

LEMI HAIR TECH




Anto



Strip

Couleurs de la structure
disponibles : Gris, Blanc, Noir



Le fauteuil **Lemi Hair Tech** est spécialement conçu pour les professionnels réalisant des greffes de cheveux et implants capillaires. Idéal pour les cliniques spécialisées, ce fauteuil permet de positionner les patients avec précision et facilité.

- Commande à pédale standard avec une fonction MEMORY
- Fonction AUT : retour automatique à la position initiale
- Fonction SYNCHRO : mouvement synchronisé du dossier/repose-jambes
- Revêtement ignifuge classe 1IM, sans « Azo », antibactérien et antifongique
- Boîtier ABS entièrement fermé
- La version standard comprend : 4 moteurs permettant de régler la hauteur, le dossier, les jambes et la position Trendelenburg, un matelas Bi-Zak sans couture et avec mousse à mémoire de forme, accoudoirs plats, appui-tête et repose-pieds réglables manuellement, appui-tête Strip et appui-tête Anto.

