



Teamalex
Medical Technologies



CE

Caractéristiques techniques.

- _Structure en acier avec revêtement époxy
- _Base et colonne centrale en ABS
- _Hauteur réglable électriquement par commande manuelle
- _Dossier électrique réglable de la position horizontale à la position assise à 90°
- _Repose-pieds amovible et rabattable manuellement à 90°
- _Siège électrique Trendelemburg position 21°
- _Repose-jambes réglable
- _Poubelle en acier inoxydable
- _Porte-rouleau de papier inclus
- _Synthétique et ignifuge M2 revêtu de cuir, haute densité 25Kg/m3
- _Capacité de charge 225 kg


DIMENSIONS:

- Dimensions totales : 180x60 cm
- Dimensions du dossier : 85x60 cm
- Dimensions de l'assise : 45x60 cm
- Dimensions du repose-pieds : 50x60 cm
- Dimensions du support repose-jambes : 29x18,5 cm
- Dimensions du revêtement : 7 cm
- Dimensions de la poubelle (intérieur) : 30x24x5 cm
- Hauteur minimale : 60 cm
- Hauteur maximale : 90 cm

Parc d'activités, Les Moulins de la Lys, Rue Fleur de Lin - Lot n°12, 59 116 Houplines

Tél : +33 (0)3 66 72 15 78, Fax : 03 20 40 91 73

E-mail : contact@teamalex-medical.fr Site Web : <https://www.teamalex-medical.com/>



IMPORTANT !: La couleur de finition NOIRE sera appliquée sauf indication contraire.

