

KITS CONSOMMABLES PNEUMATIQUES

COMPATIBILITÉ KITS / APPAREILS			ST23	ST24
TYPE DE KIT RÉFÉRENCE	DESCRIPTION		Aérosol pneumatique 	Aérosol pneumatique à effet sonique (visée O.R.L.) 
CPS23 CPS23/5	Nébuliseur avec masque adulte/ado et embout buccal	par 5	✓	✓ = ST23 + CPS23 (effet sonique inactif)
CPSN CPSN/5	Nébuliseur avec masque enfant	par 5	✓	✓ = ST23 + CPS23 (effet sonique inactif)
CPS CPS/5	Nébuliseur avec masque adulte/ado	par 5	✓	✓ = ST23 + CPS (effet sonique inactif)
CPST CPST/10	Nébuliseur avec embout buccal et filtre expiratoire pour produits toxiques	par 10	✓	✓ = ST23 + CPST (effet sonique inactif)
CPS23V CPS23V/5	Nébuliseur autoclavable avec masques (adulte et enfant) et embout buccal	par 5	✓	✓ = ST23 + CPS23V (effet sonique inactif)
CPS24 CPS24/5	Nébuliseur pour effet sonique avec masque nasal et embout narinaire	par 5	✓ = ST23 + CPS (effet sonique inactif)	✓
CPS24N CPS24N/5	Nébuliseur pour effet sonique avec masque nasal enfant	par 5	✓ = ST23 + CPSN (effet sonique inactif)	✓



TABLEAU GÉNÉRAL DES KITS PNEUMATIQUES

	CPS23	CPSN	CPS	CPST	CPS23V (AUTOCLAVABLE)	CPS24	CPS24N
UTILISATION							
O.R.L.	+	+	+		+	+ ++	+
BRONCHES	++	+	+	++	++	+	+
POUMON PROFOND	++	+	+	++	++	+	+
+ 10	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
1 → 10	-	✓	-	-	✓	-	✓
COMPOSITION DES KITS							
	●	●	●	●	-	●	●
	●	●	●	●	●	-	-
	-	-	-	-	-	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	-	-	-	-	-	-
	●	-	●	-	●	-	-
	-	●	-	-	●	-	-
	-	-	-	●	-	-	-
	-	-	-	●	-	-	-
	-	-	-	●	-	-	-
	-	-	-	●	-	-	-
	-	-	-	-	-	●	-
	-	-	-	-	-	●	-
	-	-	-	-	-	-	●
	-	-	-	-	●	-	-
	-	-	-	-	●	-	-
	-	-	-	-	-	-	-