



Quiégo 1500



Famille :

Fauteuils de repos

Description :

Fauteuil de repos dossier inclinable, accoudoirs réglables en hauteur.

Usage revendiqué :

Les fauteuils de repos sont destinés à une utilisation domicile ou collectivité

Classe du dispositif : I

Garantie produit :

2 ans contre tout vice de fabrication



Quiégo 1500



Quiégo 1500 + option Quiégo 7000

Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm) :

Hauteur hors tout : 1250
Largeur hors tout : 650
Profondeur hors tout : 730

Côte sol / assise : 480
Largeur utile (entre accoudoirs) : 530
Côte assise / accoudoir : 0 – 170 – 190 - 210

Profondeur assise : 490
Épaisseur assise : 80
Hauteur dossier + AT : 560+280

Dimensions repose jambe (option) : 500 x 300 x 60

Description technique :

- Châssis tube acier Ø 32x1.5
- Accoudoirs escamotables à commande de réglage ergonomique (4 positions de réglage en hauteur).
- Dossier inclinable de 95° à 135°.
- Appui tête indépendant et amovible
- Commande bi-latérale d'inclinaison du dossier
- Garniture : . revêtement Gingko (résistance au feu M1)
. mousse haute résilience : 40 kg/m3 (densité)
- 2 roulettes de manutention
- Options :
. réf. Quiégo 7000 : relève jambe couplé à l'inclinaison du dossier
. réf. Quiégo 7500 : relève jambe manuel à crémaillère (indépendant du dossier)

Poids du produit :

23 kg

Date de 1ère mise sur le marché :

Août 2008

