

# DES110 - Desserte amagnétique porte-instruments 2 étagères

Desserte amagnétique compatible 7 Tesla



Desserte amagnétique avec 2 étagère compatible jusqu'à 7 TESLA

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Compatible jusqu'à 7 TESLA**
- Desserte mobile en aluminium
- 4 roulettes avec freins
- **2 étagères** 450x450
- **Dimensions :**
  - hauteur : 935mm
  - largeur : 450mm
  - profondeur : 450mm
- **Option :** avec 1 tiroir

## HOMOLOGATION

- Spécial environnement IRM
- 
- Certification CE

TEAMALEX MEDICAL TECHNOLOGIES

[www.teamalex-medical.fr](http://www.teamalex-medical.fr)

80bis rue de Lambersart, 59350 Saint-André-Lez-Lille

03.66.72.15.78 - [contact@teamalex-medical.fr](mailto:contact@teamalex-medical.fr)