

Electrocardiographe COLSON[®]



ECG 6 pistes, pour enregistrements au cabinet comme en ambulatoire

➤ Electrocardiographe **Cardi-6**

Enregistrement de tracés ECG 3, 6 et 12 pistes

- Clavier et large écran tactile.
- Enregistrement automatique ou manuel.
- Autonomie jusqu'à 150 tracés ou 90 min. en continu (Batterie entièrement chargée).
- Mémorisation jusqu'à 1 000 enregistrements.
- Indicateur du niveau de charge de la batterie.
- Fourni avec une trousse de transport, un câble patient, quatre électrodes périphériques, six électrodes à ventouse, un rouleau de papier, un adaptateur d'alimentation secteur.



Calcul des paramètres et aide à l'interprétation

Caractéristiques

- Papier : rouleau, largeur 110mm / longueur 20m
- Dérivations : 12 dérivations standards
- Affichage : écran tactile LCD 150 x 90 mm
- 7 vitesses d'enregistrement : 5 /6,25 /10 /12,5 /25 /50 et 100 mm/sec - Sensibilité : 5, 10, 20,40 mm/mV $\pm 5\%$
- Filtres : AC, EMG ou DFT
- Température d'utilisation : +5 °C~+35 °C - Humidité relative : $\leq 80\%$
- Alimentation électrique : adaptateur de 12 V, Batterie au lithium rechargeable 7,4 V, 3 700 mAh
- Poids : 2.3 kg avec batterie et papier - Dimension : 310x210x90 mm