



KITS CONSOMMABLES ULTRASONIQUES

KITS CONSOMMABLES ULTRASONIQUES **AÉROSOLTHÉRAPIE MÉDICAMENTEUSE**



kits ventilés



KIT 2901
Kit de nébulisation ventilé avec masque adulte/ado + embout buccal



KIT 2901H
Kit de nébulisation ventilé tubulure longue avec masque adulte/ado + embout buccal



KIT 2901N
Kit de nébulisation ventilé avec masque enfant



KIT 2901NH
Kit de nébulisation ventilé tubulure longue avec masque enfant

kits auto-déclenchés



KIT 2301
Kit de nébulisation auto-déclenché avec masque adulte / ado et embout buccal



KIT 2301LH
Kit de nébulisation auto-déclenché tubulure longue avec embout buccal

KITS CONSOMMABLES ULTRASONIQUES POUR HUMIDIFICATION **H₂O**

KIT 2901HUVN

Kit pour humidification en circuit clos pour bouteille à pas de vis




KIT 2901HUPN

Kit pour humidification en circuit clos pour bouteille percutable



KIT 2901HUOV

Kit pour humidification en circuit ouvert pour bouteille à pas de vis




TOUS PATIENTS

TYPE DE KIT RÉFÉRENCE	2901HUVN REF 2901HUVN/5	2901HUPN REF 2901HUPN/5	2901HUOV REF 2901HUOV/10
DESCRIPTION	Kit pour humidification en circuit clos pour bouteille à pas de vis 	Kit pour humidification en circuit clos pour bouteille percutable 	Kit pour humidification en circuit ouvert pour bouteille à pas de vis 
CONDITIONNEMENT 	par 5	par 5	par 10
COMPOSITION DES KITS			
Filtre anti-poussière 	x 1	x 1	x 1
Tubulure annelée (40 cm) 	1 x 40 cm	1 x 40 cm	1 x 40 cm
Tubulure (segments de 15 cm) 	1 x 75 cm	1 x 75 cm	1 x 75 cm
Filtre anti-bactérien 	x 1	x 1	x 1
Chambre de nébulisation 	x 1	x 1	
Ligne d'eau pour bouteille à pas de vis 	x 1		x 1
Ligne d'eau pour bouteille percutable 		x 1	



ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES POUR HUMIDIFICATION EN CIRCUIT CLOS POUR TRACHÉOTOMIE / TRACHÉOSTOMIE



INTÉRÊT D'UN SYSTÈME CLOS À USAGE UNIQUE, SANS CONTACT DIRECT AVEC L'APPAREILLAGE (2901HUVN, 2901HUPN, 2901HUOV)

Les dispositifs proposant un circuit respiratoire ouvert peuvent potentiellement présenter un risque de contamination.

Le système de consommable clos à usage unique prévient les risques de contamination manu-portée, empêche l'infiltration d'agents pathogènes, et contribue ainsi à l'amélioration de la qualité de traitement pour le patient.

L'HYGIÈNE MAÎTRISÉE

- Limitation de la contamination
- Circuit inspiratoire clos sans contact avec l'appareil

SYSTÈME UNIVERSEL, S'UTILISE AVEC LA PLUPART DES BOUTEILLES


- Eau distillée stérile ou solutions isotoniques stériles (500 ml ou 1000 ml à pas de vis ou percutables)
- La gestion des stocks et des achats s'en trouve facilitée
- Facilité d'installation et d'utilisation pour le personnel soignant

CONTRIBUE DE MANIÈRE GÉNÉRALE À L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES SOINS PAR :

- Une économie de temps
- Une plus grande sécurité pour le patient
- Une diminution du coût du traitement journalier
- Autorise une utilisation en aérosolthérapie médicamenteuse lors d'une séance d'humidification.



AUTORISE ÉGALEMENT UNE UTILISATION EN AÉROSOLTHÉRAPIE MÉDICAMENTEUSE LORS D'UNE SESSION D'HUMIDIFICATION





KITS CONSOMMABLES ULTRASONIQUES **SPÉCIAUX**



2901RM

Kits de renouvellement ventilé pour patient longue durée avec tubulure lisse
(Chaque kit = 1 masque, 4 coupelles, 2 jeux de tubulures, 2 control'doses, 1 filtre anti-bactérien, 1 filtre anti-poussière)


REF 2901RM/10 : Carton de 10 kits



2901RMN

Kit de renouvellement ventilé patient longue durée masque enfant et tubulure lisse (1 masque, 4 coupelles, 2 jeux de tubulures, 2 control'doses, 1 filtre anti-bactérien, 1 filtre anti-poussière)

REF 2901RMN/10 : Carton de 10 kits



x 30



x 15

2901RDJ

Kit de nébulisation pour appareils ventilé. Usage journalier

(30 embouts buccaux, 30 coupelles, 30 jeux de tubulures, 30 control'doses*, 15 filtres anti-bactériens, 4 filtre anti-poussière, 30 raccords T, 30 couvercles, 60 valves)

REF 2901RDJ



KIT 2301RM

Kits de renouvellement auto-déclenché pour patient longue durée avec tubulure lisse
(Chaque kit = 1 embout buccal, 4 coupelles, 4 valves, 4 tubulures, 1 raccord en T, 2 control'doses*, 1 couvercle)

REF 2301RM/10 : Carton de 10 kits



x 30

KIT 2301RD

Kit de nébulisation auto-déclenché usage mensuel avec tubulure lisse
(2 embouts buccaux, 30 coupelles, 4 valves, 2 tubulures, 2 raccords en T, 2 control'doses*, 2 couvercles)

REF 2301RD



x 30

KIT 2301RDJ

Kit de nébulisation auto-déclenché usage journalier
(30 embouts buccaux, 30 coupelles, 60 valves, 30 tubulures, 30 raccords en T, 30 control'doses*, 30 couvercles)

REF 2301RDJ



CONSOMMABLES COMPLÉMENTAIRES AÉROSOLTHÉRAPIE & HUMIDIFICATION

REF	Désignation
3415	Carton de 6 bouteilles pour humidification
3407	Carton de 10 pièges à eau
2700VN/10	Carton de 10 ensembles humidification pour bouteille à pas de vis (chambre de nébulisation + ligne alimentation)
2700PN/10	Carton de 10 ensembles humidification pour bouteille percutable (chambre de nébulisation + ligne alimentation)
2701N/18	Carton de 18 chambres de nébulisation seules
2703VN/40	Carton de 40 lignes d'alimentation (douilles de réalimentation inclus) pour bouteille à pas de vis
2703PN/40	Carton de 40 lignes d'alimentation (douilles de réalimentation inclus) pour bouteille percutable
2702VN/50	Carton de 50 lignes d'alimentation seules pour bouteille à pas de vis (kits ancienne version)
2702PN/50	Carton de 50 lignes d'alimentation seules pour bouteille percutable (kits ancienne version)
2004	Ensemble de 20 coupelles à médicaments + Control'Dose® + couvercle
2341	Ensemble de 100 coupelles à médicaments
2342	Ensemble de 50 couvercles de coupelle à médicaments
2108	Ensemble de 50 masques percés adaptables tubulure diam. 22 mm
2108E	Ensemble de 50 masques percés petit enfant adaptable tubulure 22 mm
2108T	Ensemble de 10 masques pour patient trachéotomisé ou trachéostomisé
2344	Ensemble de 50 embouts buccaux
2002	Ensemble de 10 filtres anti-bactérien et 10 filtres anti-poussière
3406	Ensemble de 50 filtres anti-poussière
C5101	Ensemble de 40 filtres anti-bactérien standard
2001	Ensemble de 20 tubulures annelées, chaque tubulure comprenant 2 grandes et 1 petite
C5000	Tubulure annelée diam. 22 mm raccord 15 cm, Lg. 50 m
C5002	Tubulure annelée diam. 22 mm raccord 15 cm, Lg. 6 m
C5001	Tubulure annelée diam. 22 mm raccord 40 cm, Lg. 50 m
LUNETTES O2	
CS1600	Carton de 50 lunettes à oxygène ADULTE - débit 6 l/min tubulure étoilée L. 2,10 m
CS1601	Carton de 50 lunettes à oxygène NOUVEAU NÉ (0 à 3 mois) - tubulure étoilée L. 2,10 m
CS1602	Carton de 50 lunettes à oxygène ENFANT (1 an et +) - tubulure étoilée L. 2,10 m
CS1615	Carton de 50 lunettes à oxygène NOURRISSON (3 à 12 mois) - tubulure étoilée L. 2,10 m
HUMIDIFICATEURS O2	
CS7100	Carton de 50 humidificateurs avec alarme sonore contenance 350 cc (pas de vis américain)
CS7100M	Carton de 50 humidificateurs avec alarme sonore contenance 350 cc (pas de vis européen)